

## Wykaz dostępnych maszyn w Laboratorium Fitotronowym IBŚ

Numer	Producent	Model sprzętu	Powierzchnia użytkowa	Zakres temp.	Typ oświetlenia i kolor	Regulacja oświetlenia
1	Biogenet	FITO 700	1 m <sup>2</sup> pow. (do 4x półek 50x55cm)	5 – 35 °C	Boczne LED	białe fotoperiod i natężenie
2	Biogenet	FITO 700	1 m <sup>2</sup> pow. (do 4x półek 50x55cm)	5 – 35 °C	Półkowe LED	RGB fotoperiod, kolor i natężenie
3	Biogenet	FITO 700	1 m <sup>2</sup> pow. (do 4x półek 50x55cm)	5 – 35 °C	Półkowe LED	RGB fotoperiod, kolor i natężenie
4	Biogenet	FITO 700	1 m <sup>2</sup> pow. (do 4x półek 50x55cm)	5 – 35 °C	Półkowe LED	RGB fotoperiod, kolor i natężenie
5	Biogenet	FITO 700	1 m <sup>2</sup> pow. (do 4x półek 50x55cm)	5 – 35 °C	Półkowe LED	RGB fotoperiod, kolor i natężenie
6	Pol-Eko	ST 1200 PREM TOP +	2 m <sup>2</sup> pow. (do 8x półek 50x55cm)	-5 – 35 °C	Półkowe świetlówkowe	białe fotoperiod
7	Pol-Eko	ST 1200 PREM TOP +	2 m <sup>2</sup> pow. (do 8x półek 50x55cm)	-5 – 35 °C	Półkowe świetlówkowe	białe fotoperiod
8	Pol-Eko	ST 1200 PREM TOP +	2 m <sup>2</sup> pow. (do 8x półek 50x55cm)	-5 – 35 °C	Półkowe świetlówkowe	białe fotoperiod